


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Flt3/Cd135 モノクローナル抗体 - P36888

商品番号: CM0009648



前書き

ヒト Flt3/CD135 を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済みで、108-112 kDa
の受容体型チロシンキナーゼを検出します。造血前駆細胞研究および白血病研究に必須の抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Flt3/CD135 mAb
備考/別名	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; fms related tyrosine kinase 3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2322
遺伝子ID	2322
免疫原	組換えタンパク質 / ヒト Flt3/CD135 (NP_004110.2) のアミノ酸 27-163 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P36888
タンパク質分子量	108kDa/112kDa
発送条件	保冷バッグ