


ウサギ抗ヒトガレクチン3 モノクローナル抗体（Fc（細胞内染色）用） - P17931

商品番号: CM0008049



前書き

ヒトガレクチン3特異的な標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーに最適。26 kDaのタンパク質を検出。ヒト試料と交差反応性あり。免疫学、がん、炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトガレクチン3 モノクローナル抗体
備考/別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3958
免疫原	ヒトガレクチン3 (NP_002297.2) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ