

ウサギ抗ヒトガレクチン3 モノクローナル抗体（Fc（細胞内染色）用） - P17931

商品番号: CM0012190



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトガレクチン-3 (LGALS3)

を標的とし、細胞内フローサイトメトリー用。ヒトガレクチン-

3（約26kDa）を認識。免疫学、炎症、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトガレクチン3 mAb
備考/別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3958
GeneID	3958
免疫原	ヒトガレクチン3 組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内染色)
交差反応性	ヒト
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
発送条件	保冷剤