

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗ヒト Gata3 モノクローナル抗体 - P23771

商品番号: CM0007890



前書き

細胞内フローサイトメトリー用のヒトGATA3転写因子を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト反応性を検証済み、48

kDa。Th2細胞およびマクロファージ活性化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ウサギ 抗ヒト GATA3 モノクローナル抗体
備考/別名	HDR; HDRS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2625
GeneID	2625
免疫原	ヒトGATA3 (NP_001002295.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (細胞内染色)
交差反応性	ヒト
SWISS	P23771
タンパク質分子量	48kDa
発送条件	保冷剤