

ウサギ抗ヒトGata3モノクローナル抗体 フローサイトメトリー（細胞内）用 - P23771

商品番号: CM0012400



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、ヒトGATA3転写因子を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み、分子量48kDa。T細胞およびTh2分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトGATA3 mAb
備考／別名	HDR; HDRS
種	ヒト
Gene ID	2625
免疫原	ヒトGATA3 (NP_001002295.1) のアミノ酸1〜200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P23771
タンパク質分子量	48kDa
輸送条件	保冷バッグ