


ウサギ抗ヒトグリピカン3 (Gpc3) モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P51654

商品番号: CM0009054



前書き

で標識されたウサギ抗ヒトグリピカン3 (GPC3) モノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) 用に検証済みで、ヒト反応性を有します。GPC3は細胞表面プロテオグリカンであり、Wntおよびヘッジホッグシグナル伝達に関与し、癌研究や発生生物学においてよく研究されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトグリピカン3 (GPC3) mAb
備考/別名	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
種	ヒト
遺伝子ID	2719
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P51654
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷剤付き