

ウサギ抗ヒトGp6/Gpvi モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Hcn6

商品番号: CM0008933



前書き

ヒト血小板糖タンパク質VI（GP6/GPVI）に特異的な標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に設計されています。コラーゲン誘導性血小板活性化、血栓形成、止血経路の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトGP6/GPVI mAb
別名	GPIV; GPVI; BDPLT11
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	51206
GeneID	51206
免疫原	ヒトGP6/GPVI（NP_057447.5）のアミノ酸21～267に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCN6
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋