


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Gsk3B モノクローナル抗体 - P49841

商品番号: CM0012809



前書き

を標識したウサギ抗ヒト GSK3 β モノクローナル抗体は、Wntシグナル伝達、グルコース代謝、神経変性疾患における重要なキナーゼであるヒト GSK3 β の細胞内フローサイトメトリー検出用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト GSK3 β mAb
備考/別名	GSK3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2932
GeneID	2932
免疫原	ヒト GSK3 β (NP_001139628.1) のアミノ酸 321-420 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷剤