


フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトHer2/ErbB2モノクローナル抗体 - P04626

商品番号: CM0004641



前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの標識ウサギ抗ヒトHER2/ErbB2モノクローナル抗体です。乳がんをはじめとする様々ながんで過剰発現する鍵となる癌タンパク質であるHER2受容体チロシンキナーゼの細胞外ドメイン（アミノ酸23～652）を標的とします。腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトHER2/ErbB2 mAb
備考／別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2064
遺伝子ID	2064
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04626
タンパク質分子量	138kDa
発送方法	氷袋