


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト ICAM-1/Cd54 モノクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0010010



前書き

ヒト ICAM-1/CD54 (SWISS: P05362) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC)

で検証済み。この細胞接着分子およびウイルス受容体の細胞外ドメインを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	BB2; CD54; P3.58
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	3383
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) のアミノ酸 28-480 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ