


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトIcam-1/Cd54 モノクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0005769



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証済みの標識ウサギ抗ヒトICAM-1/CD54モノクローナル抗体（クローンは特定されていません）。予測分子量58 kDaの細胞接着分子およびライノウイルス受容体であるヒトICAM-1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	BB2; CD54; P3.58
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3383
免疫原	ヒトICAM-1/CD54 (NP_000192.2) のアミノ酸28-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷剤