


Fc用 標識 ウサギ抗ヒト Icam2/Cd102 モノクローナル抗体 - P13598

商品番号: CM0005215



前書き

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト

ICAM2/CD102

モノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸 25-223）。ヒトサンプルで検証済み。免疫細胞接着および遊走研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ICAM2/CD102 モノクローナル抗体
備考/別名	CD102
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3384
免疫原	ヒト ICAM2/CD102 (NP_000864.2) のアミノ酸 25-223 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13598
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ