


ウサギ抗ヒトIcam2/Cd102 モノクローナル抗体（Fc用途） - P13598

商品番号: CM0007992



前書き

ヒトICAM2/CD102に対する抱合化ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。白血球接着、免疫監視、細胞遊走の研究に適しており、ヒトICAM2に特異的に結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトICAM2/CD102 mAb
備考／別名	ICAM2; CD102; 細胞間接着分子2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3384
遺伝子ID	3384
免疫原	ヒトICAM2/CD102 (NP_000864.2) のアミノ酸25～223番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P13598
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋梱包