


ウサギ抗ヒト Icam2/Cd102 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13598

商品番号: CM0004209



前書き

ヒト ICAM2/CD102 (SWISS: P13598) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、白血球接着および内皮細胞移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	ウサギ抗ヒト ICAM2/CD102 mAb
備考/別名	CD102
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3384
GeneID	3384
免疫原	ヒト ICAM2/CD102 (NP_000864.2) のアミノ酸 25-223 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13598
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバック