


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトIDO1 モノクローナル抗体 - P14902

商品番号: CM0012343



前書き

細胞内フローサイトメトリー用、ヒト IDO1 (インドールアミン 2,3-ジオキシゲナーゼ 1) に対する標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト試料特異的、45 kDa、UniProt P14902。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IDO1 mAb
備考/別名	IDO; INDO; IDO-1
種	ヒト
GeneID	3620
免疫原	ヒトIDO1 (NP_002155.1) のアミノ酸1-403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差性	ヒト
SWISS	P14902
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ