

ウサギ抗ヒトIfn-A/B R2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P48551

商品番号: CM0010881



前書き

ヒトインターフェロン α/β 受容体2（IFNAR2、P48551）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）での検証済み。ヒト細胞上のI型IFN受容体発現の検出に最適。研究用途限定。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIFN- α/β R2 mAb
備考／別名	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3455
遺伝子ID	3455
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48551
タンパク質分子量	58kDa/37kDa/27kDa
配送	アイスバッグ