

ウサギ抗ヒト Ifn- α /B R2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P48551

商品番号: CM0009622



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト IFN- α / β R2 (IFNAR2) を標的とする

結合ウサギモノクローナル抗体。タイプIインターフェロンシグナル伝達、JAK-

STAT経路、および免疫応答の研究に最適です。ヒトと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IFN- α / β R2 mAb
備考/別名	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3455
GeneID	3455
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48551
タンパク質分子量	58kDa/37kDa/27kDa
配送	アイスバッグ