

Rabbit Anti-Human Ifn-Gamma Mab For Fc (Intra) - P01579

商品番号: CM0008713



前書き

ヒトインターフェロンガンマ（IFN- γ ）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。で標識され、細胞内フローサイトメトリー（FC intra）について検証済みです。免疫応答およびがん免疫療法の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IFN-gamma mAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3458
GeneID	3458
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIFN- γ (NP_000610.2) のアミノ酸24-166に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19 kDa
配送	アイスパック