

ウサギ抗ヒトIfn-ガンマ モノクローナル抗体

フローサイトメトリー用（細胞内染色） - P01579

商品番号: CM0010770



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトIFN-ガンマを標的とし、細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。Th1免疫応答、サイトカインシグナル伝達、抗腫瘍免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIFN-ガンマ mAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69
種	ヒト
GeneID	3458 (ヒト)
免疫原	ヒトIFN-ガンマ (NP_000610.2) のアミノ酸24-166に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ