


標識 ウサギ 抗ヒト Ig K 軽鎖 モノクローナル抗体 (Fc用) - P01834

商品番号: CM0005680



前書き

フローサイトメトリー(FC)用の標識ウサギ抗ヒトIg κ軽鎖モノクローナル抗体。定常領域(P01834、~12 kDa)を標的とします。B細胞免疫学、抗体プロファイリング、体液性免疫研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト Ig κ 軽鎖 mAb
備考/別名	Km; HCAKI; IGKCD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3514
免疫原	ヒトIg κ軽鎖(P01834)のアミノ酸1-107に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	12 kDa
輸送	保冷剤