


ウサギ抗ヒトIg K軽鎖Mab - P01834

商品番号: CM0004946



前書き

ヒトIg

κ軽鎖定常領域（IGKC）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。B細胞および免疫グロブリンの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIg κ軽鎖mAb
備考/別名	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3514
遺伝子ID	3514
免疫原	ヒトIg κ軽鎖（P01834）のアミノ酸1-107に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	11KDa
配送	アイスバッグ