


## ウサギ抗ヒトIg K軽鎖モノクローナル抗体（Fc用） - P01834

商品番号: CM0011497



### 前書き

ヒトIgκ軽鎖定常領域（IGKC）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いたフローサイトメトリーでの検証が完了しており、B細胞および免疫グロブリン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 製品名       | ウサギ抗ヒトIg κ軽鎖mAb                                 |
| 備考・別名     | IGKC, HCAK1, IGKCD, Km                          |
| 対象種       | ヒト                                              |
| 遺伝子ID（ヒト） | 3514                                            |
| 免疫原       | ヒトIg κ軽鎖のアミノ酸1-105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（P01834） |
| 起源        | ウサギ                                             |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                       |
| 用途        | FC（フローサイトメトリー）                                  |
| 交差反応性     | ヒト                                              |
| SWISS     | P01834                                          |
| タンパク質分子量  | 11KDa                                           |
| 配送方法      | 氷袋                                              |