


Rabbit Anti-Human Ig K Light Chain Monoclonal Antibody For Fc - P01834

商品番号: CM0009302



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトIg
κ軽鎖定常領域（IGKC）に特異的な標識ウサギモノク
ローナル抗体。ヒト特異的、分子量約11
kDa、FCで検証済み。研究用IVD原料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Ig κ Light Chain mAb
備考/別名	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3514
GeneID	3514
免疫原	ヒトIg κ軽鎖（P01834）のアミノ酸1-107に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋