


ウサギ抗ヒト Ig K Light Chain

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P01834

商品番号: CM0012602



前書き

ヒト免疫グロブリンカッパー軽鎖定常領域（P01834）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Ig κ Light Chain mAb
備考/別名	Km; HCAK1; IGKCD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3514
GeneID	3514
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIg κ Light Chain(P01834)のアミノ酸1-107に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	12 kDa
配送	氷袋