


Rabbit Anti-Human IgA1 Monoclonal Antibody For Fc - P01876

商品番号: CM0011025



前書き

ヒトIgA1定常領域に対する結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。ヒトIgA1を認識します。粘膜免疫研究におけるIgA1陽性細胞の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IgA1 mAb
備考/別名	IgA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3493
GeneID	3493
免疫原	ヒトIgA1のアミノ酸99-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01876
タンパク質分子量	38kDa/42KDa
配送	アイスバッグ