

ウサギ抗ヒトIgEモノクローナル抗体（Fc用） - P01854

商品番号: CM0011731



前書き

ヒトIgE定常領域を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。B細胞免疫表現型解析およびIgE受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIgE mAb
備考/別名	IgE
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3497
遺伝子ID	3497
免疫原	組換えタンパク質；ヒトIgE（P01854）のアミノ酸104-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01854
タンパク質分子量	47kDa / 54kDa / 59kDa
発送	保冷剤