

ウサギ抗ヒトIgEモノクローナル抗体（Fc用） - P01854

商品番号: CM0010896



前書き

で標識された、ヒトIgE重鎖に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。IgEを介する過敏症、アレルギー、免疫細胞活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIgE mAb
備考/別名	IgE
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3497
GeneID	3497
免疫原	ヒトIgE（P01854）のアミノ酸104-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01854
タンパク質分子量	47kDa/54kDa/59kDa
輸送	保冷剤