


ウサギ抗ヒト IgG (Fc) モノクローナル抗体（Fc用） - P01857

商品番号: CM0006203



前書き

ヒトIgG (Fc)

領域を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。IgG検出およびFc受容体の研究に最適です。SWISS: P01857。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IgG (Fc) mAb
種	ヒト
遺伝子ID	3500 (ヒト)
免疫原	ヒトIgG1 (Fc) (P01857) のアミノ酸100-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857
タンパク質分子量	36 kDa
配送	氷袋