


ウサギ抗ヒト IgG (Fc) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01857

商品番号: CM0012229



前書き

ヒトIgG Fc領域（SWISS: P01857）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。ヒトIgG1 Fcに特異的。免疫細胞プロファイリング、抗体検出、および機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IgG (Fc) mAb
種	ヒト
遺伝子ID	3500
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIgG1 (Fc) (P01857) のアミノ酸100-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ