


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトIgG（Fc）モノクローナル抗体 - P01857

商品番号: CM0007764



前書き

ヒトIgG（Fc）領域を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。免疫学研究において、膜IgGまたは免疫複合体の検出に有用です。P01857。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IgG (Fc) mAb
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3500
GeneID	3500
免疫原	ヒトIgG（Fc）（P01857）のアミノ酸100～330番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857
発送方法	保冷剤