

ウサギ抗ヒトIgG2（Fc）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01859

商品番号: CM0010658



前書き

ヒトIgG2（Fc）領域に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。

ヒトIgG2

Fcに特異的に反応し、体液性免疫および抗体アイソタイプ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIgG2（Fc）mAb
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3501
遺伝子ID	3501
免疫原	ヒトIgG2（Fc）（P01859）のアミノ酸99～326番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01859
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋