

ウサギ抗ヒト IL-10Ra/Cd210 Mab (Fc用) - Q13651

商品番号: CM0009171



前書き

ヒト IL-10RA/CD210 (IL-10受容体α) を標的とする、フローサイトメトリー用に特異的にバリデーションされた結合ウサギモノクローナル抗体。抗炎症シグナル伝達および免疫細胞の表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IL-10RA/CD210 mAb
備考/別名	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3587
GeneID	3587
免疫原	ヒト IL-10RA/CD210 (NP_001549.2) のアミノ酸22～235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13651
タンパク質分子量	63 kDa
輸送条件	保冷バッグ