

ウサギ抗ヒトIL-17Rbモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nrm6

商品番号: CM0012647



前書き

ABflo 488に結合したヒトIL-17RBに対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。造血細胞の増殖および分化に関与するIL-17B/E受容体を標的とします。研究用途限定。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトIL-17RB mAb
備考／別名	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; インターロイキン17受容体B
種	ヒト
GeneID	55540（ヒト）
免疫原	ヒトIL-17RBのアミノ酸18～289に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_061195.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRM6
タンパク質分子量	31kDa/55kDa
配送	アيسバッグ