

ウサギ抗ヒト IL-1B Mab（細胞内フローサイトメトリー用） - P01584

商品番号: CM0008250



前書き

細胞内フローサイトメトリー用途に設計された、結合ウサギ抗ヒトIL-

1 β モノクローナル抗体。ヒトサンプルにおける炎症経路、サイトカイン放出、およびピロトーシスの探索に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IL-1 β mAb
備考/別名	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; インターロイキン-1ベータ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3553
GeneID	3553
免疫原	ヒトIL1 β (NP_000567.1) のアミノ酸117-269に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01584
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ