


細胞内フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトIL-2モノクローナル抗体 - P60568

商品番号: CM0011709



前書き

ヒトIL-2 (TCGF)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。蛍光色素で標識され、細胞内フローサイトメトリーに適しています。免疫応答、T細胞増殖、および免疫寛容の研究に最適です。ヒトと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IL-2 mAb
備考/別名	IL-2; TCGF; リンホカイン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3558
遺伝子ID	3558
免疫原	ヒトIL-2 (NP_000577.2) のアミノ酸21-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P60568
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋