


ウサギ抗ヒト IL-4 モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P05112

商品番号: CM0010600



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトインターロイキン-4 (IL-4)

標的）。組換え免疫原；ヒトサンプルの細胞内フローサイトメトリーに適しています。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IL-4 mAb
備考/別名	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
種	ヒト
遺伝子ID	3565 (ヒト)
免疫原	ヒトIL-4 (NP_000580.1) のアミノ酸25-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05112
タンパク質分子量	17 kDa
配送	アイスバッグ