


フローサイトメトリー（細胞内）用 標識 ウサギ 抗ヒト IL-5 モノクローナル抗体 - P05113

商品番号: CM0010232



前書き

ヒトインターロイキン-5 (IL-5) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイト
メトリー用に検証済み。好酸球生物学、アレルギー性
炎症、免疫応答に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト IL-5 mAb
備考/別名	EDF; IL-5; TRF; インターロイキン-5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3567
遺伝子ID	3567
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05113
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ