

ウサギ抗ヒトIL-5モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05113

商品番号: CM0004687



前書き

好酸球調節の重要なサイトカインであるヒトIL-5を標的とする、結合ウサギモノクローナル抗体。免疫学的研究における細胞内フローサイトメトリー（FC）について検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL-5 mAb
備考/別名	EDF; IL-5; TRF; インターロイキン-5
種	ヒト
GeneID	3567
免疫原	ヒトIL-5（NP_000870.1）のアミノ酸20-134に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05113
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ