


フローサイトメトリー（細胞内）用 ウサギ抗ヒト IL-6R/Cd126

モノクローナル抗体 - P08887

商品番号: CM0009144



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の 結合ウサギ抗ヒト

IL-6R/CD126

モノクローナル抗体。組換え細胞外ドメインを免疫原として使用し、ヒト IL-6R

と交差反応します。免疫学および炎症研究における IL-6

クラシックシグナル伝達経路とトランスシグナル伝達経路の解析に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト IL-6R/CD126 mAb
備考／別名	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3570
GeneID	3570
免疫原	組換えタンパク質 ヒト IL-6R/CD126 のアミノ酸 20～358 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000556.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08887
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ