


標識 ウサギ 抗ヒト IL18R1/IL-18 R α モノクローナル抗体 (Fc用) - Q13478

商品番号: CM0010130



前書き

標識、ヒト IL18R1 (CD218a)

に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。免疫学研究において、Th1細胞および白血球上のIL-18受容体 α を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト IL18R1/IL-18 R α mAb
備考/別名	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8809
GeneID	8809
免疫原	組換えタンパク質 ヒト IL18R1/IL-18 R α (NP_003846.1) のアミノ酸 22-329 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13478
タンパク質分子量	62kDa
輸送	氷袋