


ウサギ抗ヒトIL23R モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q5Vwk5

商品番号: CM0008469



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトIL23R（PSORS7）に対する。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫細胞、自己免疫疾患、腫瘍免疫学におけるIL-23シグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL23R mAb
備考/別名	PSORS7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	149233
遺伝子ID	149233
免疫原	ヒトIL23R（NP_653302.2）のアミノ酸124-353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5VWK5
タンパク質分子量	41kDa/43kDa/72kDa
輸送	保冷バッグ