


フローサイトメトリー（細胞内）用 標識 ウサギ 抗ヒト IL8 モノクローナル抗体 - P10145

商品番号: CM0012469



前書き

細胞内フローサイトメトリー用のヒトIL8に対する標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト検体で検証済み。炎症反応に関与するケモカインIL8を標的とし、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト IL8 mAb
備考/別名	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAPI; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3576
遺伝子ID	3576
免疫原	ヒトIL8 (NP_000575.1) のアミノ酸28-99に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主種	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P10145
タンパク質分子量	11kDa
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）