


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトIL8モノクローナル抗体 - P10145

商品番号: CM0006079



前書き

ヒトIL8（インターロイキン8）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでバリデーション済み。ケモカインによって誘導される炎症の研究に最適で、タンパク質分子量は11kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL8 mAb
備考／別名	IL8; NAF; GCPI; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
種	ヒト
GeneID	3576
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P10145
タンパク質分子量	11kDa
配送	保冷バッグ