


## Rabbit Anti-Human Il8 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P10145

商品番号: CM0004351



### 前書き

細胞内フローサイトメトリー用に検証されたRabbit anti-Human IL8モノクローナル抗体。ヒトIL8を検出します。これは、炎症および免疫学研究における重要なケモカインです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Rabbit anti-Human IL8 mAb                                                  |
| 備考/別名      | IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAPI; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8 |
| 種          | ヒト                                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3576                                                                       |
| 遺伝子ID      | 3576                                                                       |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                                                   |
| ソース        | ウサギ                                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                  |
| アプリケーション   | FC (intra)                                                                 |
| 交差反応性      | ヒト                                                                         |
| SWISS      | P10145                                                                     |
| タンパク質分子量   | 11kDa                                                                      |
| 配送         | 氷袋                                                                         |