

ウサギ抗ヒトIL9モノクローナル抗体（If/IccおよびFc（細胞内）用） - P15248

商品番号: CM0006234



前書き

免疫蛍光（IF/ICC）および細胞内フローサイトメトリー（FC）で検証済みの結合ウサギ抗ヒトIL9モノクローナル抗体。免疫応答および炎症に関与するサイトカインであるインターロイキン9を標的とします。ヒトサンプル用。SWISS: P15248。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL9 mAb
備考／別名	IL9; HP40; IL-9; P40; インターロイキン9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3578
GeneID	3578
免疫原	ヒトIL9（NP_000581.1）のアミノ酸19～144に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P15248
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ