

ウサギ抗ヒトIL9モノクローナル抗体 If/Icc、Fc（細胞内）用 - P15248

商品番号: CM0005759



前書き

で標識されたヒトIL9に対するウサギモノクローナル抗体で、IF/ICCおよび細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証されています。IL9を介した免疫応答、T細胞分化、肥満細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL9 mAb
備考/別名	IL9; HP40; IL-9; P40; interleukin-9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3578
免疫原	ヒトIL9 (NP_000581.1) のアミノ酸19～144番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P15248
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤