


ウサギ抗ヒト ILT5/Cd85A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O75022

商品番号: CM0010378



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、結合ウサギ抗ヒト ILT5/Cd85a (LILRB3) モノクローナル抗体。ヒトB細胞および単球上の抑制性免疫受容体を検出し、ヒトサンプルと特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ILT5/Cd85a mAb
備考/別名	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; 白血球免疫グロブリン様受容体B3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	IL1025
免疫原	ヒト ILT5/Cd85a (NP_006855.3) のアミノ酸24-418に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75022
タンパク質分子量	69kDa/71kDa
配送	アイスパック