

ウサギ抗ヒトインテグリンA3/Cd49C モノクローナル抗体 - P26006

商品番号: CM0010511

前書き

FC用標識ウサギ抗ヒトインテグリンα-3 (CD49c) モノクローナル抗体です。ラミニン/コラーゲン受容体を標的とし、ヒト検体での検証が完了しています。細胞接着、遊走、浸潤の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトインテグリンα3/CD49c モノクローナル抗体
別名	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3675
遺伝子ID	3675
免疫原	ヒトインテグリンα3/CD49c (NP_002195.1) のアミノ酸466～620番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P26006
タンパク質分子量	117kDa
輸送方法	保冷剤