

標識 ウサギ抗ヒト インテグリンB1/Cd29 モノクローナル抗体（Fc用） - P05556

商品番号: CM0010061



前書き

標識のウサギモノクローナル抗体で、ヒトインテグリンβ1 (CD29) を標的とし、フローサイトメトリー (FC) で検証済みです。免疫細胞やがん研究における細胞接着、遊走、インテグリンを介したシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト インテグリンβ1/CD29 mAb
備考/別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
種	ヒト
GeneID	3688
免疫原	ヒトインテグリンβ1/CD29 (NP_002202.2) のアミノ酸1-728に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05556
タンパク質分子量	87kDa/88kDa/91kDa
発送	保冷バッグ