

ウサギ抗ヒトインテグリンB1/Cd29

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05556

商品番号: CM0004296



前書き

フローサイトメトリー用にで標識された、ヒトインテグリンβ1（CD29）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。分子量約87～91

kDaのヒトCD29を認識し、細胞接着およびインテグリンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトインテグリン-β1/CD29 mAb
別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
反応種	ヒト
遺伝子ID	3688
免疫原	ヒトインテグリン-β1/CD29（NP_002202.2）のアミノ酸1～728に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05556
タンパク質分子量	87kDa/88kDa/91kDa
発送方法	保冷剤